


MeBio S.A. de C.V.

Plan de Ayala mza 57-lote 19, Zona Urbana Ejidal Santa María Aztahuacan,
Iztapalapa, 09570 Ciudad de México, CDMX
Tel. 55 2431 0502
cotizaciones@mebio.com.mx


FICHA TÉCNICA

0614R2019 SSA – Hemovista Pregnancy


Denominación Distintiva:	Hemovista Pregnancy
Denominación Genérica:	Prueba rápida de Embarazo
Referencias:	HP-001-TR-1
Tipo de insumo para la salud ART. 262 LGS:	Agentes de diagnóstico
Clasificación del insumo para la salud Art. 83 RIS:	Clase I
Registro Sanitario No.	0614R2019 SSA
Descripción:	Prueba rápida para la detección cualitativa de la hormona Gonadotropina Coriónica Humana (hCG) en orina o suero en membrana sólida.



Finalidad de Uso:	Prueba rápida para la detección cualitativa de la hormona Gonadotropina Coriónica Humana (hCG) en orina o suero. Para uso ambulatorio y de gabinete.
Condiciones de almacenamiento:	La prueba debe almacenarse a temperatura ambiente ($2-30^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$). Las pruebas deben alejarse de la luz solar directa, humedad y calor..
Caducidad:	24 meses a una temperatura de 2°C a 30°C .



ANEXO



Interpretación de Resultados.

Interpretar los resultados antes de 20 minutos, contados a partir del contacto entre el dispositivo y la orina.

	Dispositivo de diagnóstico in-vitro		Consulte instrucciones de uso
	Manténgase fuera de la luz del sol		Manténgase en un lugar seco
	No utilice si el empaque está dañado		No Reusar
	Condiciones óptimas de almacenamiento (2-30° C)		Número de catálogo
	Número de lote		Fecha de caducidad
	Fabricante		Leyendas Precautorias

